

## OPERARAÇÃO

1. Abra o compartimento de bateria na parte de traz da balança.
2. Insira 2 baterias do tipo CR2032 para o modelo Flat 4, respeitando as indicações de polaridade. Depois feche o compartimento de bateria.
3. Selecione a unidade de medida "KG" na chave seletora.
4. É necessário que a balança esteja posicionada sobre uma superfície plana e nivelada. Portanto, esta não deve ser colocada sobre tapetes ou superfícies não planas.
5. Se durante a colocação no piso a balança for acionada (aparecer algo no visor), aguarde aproximadamente 20 segundos até que a balança se desligue. Se não for acionada, siga para a etapa seguinte.
6. Toque a plataforma da balança firmemente com o pé. Aparecerá o teste do visor com a indicação: "8888".
7. **IMPORTANTE!** Espere até que a indicação "0.0" apareça no visor antes de subir na balança.
8. Suba na balança e espere que os números se estabilizem. Quando tal ocorrer, este será o seu peso.
9. Desça da balança e quando "0.0" aparecer no visor, poderá ser feita uma nova pesagem.

## ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA VERIFIQUE SE:

1. As pilhas estão corretamente instaladas.
2. Você escolheu a unidade de medida "kg".

3. Verifique se a balança não está em local com desnível ou encostada na parede.
4. Você não está subindo na balança antes dela exibir no visor o símbolo "0.0".
5. Quando você toca com o pé a balança, o visor exibe a mensagem "LO", neste caso as pilhas devem ser trocadas por outras novas.
6. O visor exibe a mensagem "O\_Ld" que significa sobrepeso, ou seja, um peso acima do suportado pela balança.

## ESPECIFICAÇÕES

- Sensor de pressão de alta capacidade e sensibilidade
- Faixa de medição: 2 a 150 kg (Divisão: 0,1 kg)
- Visor de cristal líquido
- Acionamento por toque
- Desligamento automático
- Zero automático
- Indicador de excesso de peso (ERR)
- Indicador de bateria fraca
- 2 baterias de Lítio de 3V (CR2032) instaladas
- Tolerância: +/- 1%

## MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

- A balança colocada em uma superfície firme e plana oferece maior precisão e acuracidade nos resultados.
- Procure pesar-se sempre na mesma balança, posicionada no mesmo lugar. Superfícies irregulares podem afetar as leituras.
- Acostume-se a pesar sem roupa, antes das refeições e sempre na mesma hora do dia. De manhã, após levantar, é um bom horário para controle do peso.
- Sua balança aproxima os resultados para o 0,1kg mais proximo. Caso você obtenha dois resultados diferentes, seu peso estará situado entre as duas medidas.
- Limpe sua balança com um pano levemente úmido. Não deixe água entrar na balança.
- Não use agentes químicos na limpeza.
- Não guarde sua balança na posição vertical, isto poderá descarregar a bateria.
- Remova a bateria sempre que a balança for ficar sem uso por longos períodos de tempo.
- Manuseie sua balança com cuidado, não a deixe cair e não pule na plataforma.

**IMPORTANTE:** Esta balança foi projetada para uso pessoal e doméstico, não devendo ser usada para fins diagnósticos.



## TERMO DE GARANTIA

A balança digital para uso pessoal tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. As pilhas, e os danos provocados por vazamento destas, não estão cobertas pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. Tanto a aferição como as calibrações periódicas da balança não estão cobertas pela garantia e serão cobradas a parte.

Importado por:

### **ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

R. São Jorge, nº 119 / Quadra 70 - Lote 19 a 21 / Parte  
Vila São Luiz - 1º Distrito - Duque de Caxias - CEP: 25086-110  
CNPJ: 06.105.362/0001-23

SAC: (21) 2775-8929 - E-mail: sac@accumed.com.br  
Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão - CRQ 3ª Reg.: 03212320

Fabricado na China

## Balança Digital Para Uso Pessoal

Manual do Usuário  
Mod. Flat 4

**G·TECH**

